

Zahnarztpraxis Dr. Ibbels & Kollegen

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit der **ScanBox Pro** und der **DentalMonitoring-App** können wir den Verlauf Ihrer kieferorthopädischen Behandlung mit Alignern bequem von zu Hause aus begleiten.

Das Gerät kostet ca. **179 €**. Wir erklären Ihnen die Anwendung selbstverständlich persönlich in unserer Praxis. Mit der beigefügten Kurzanleitung und den Anweisungen in der App können Sie die regelmäßigen Fotoaufnahmen anschließend leicht selbst durchführen.

Bitte beachten Sie die Hinweise der App und melden Sie sich bei Fragen oder Problemen jederzeit bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei Ihrer Behandlung!

Ihre

Zahnarztpraxis Dr. Ibbels & Kollegen

Telefon: 06021 47133

Hauptstraße 56 · 63864 Glattbach

ScanBox Pro: So funktioniert Ihre Kontrolle von zu Hause

Mit der ScanBox Pro und der DentalMonitoring-App können Sie regelmäßig Fotos Ihrer Zähne aufnehmen. So kann unser Praxisteam den Verlauf Ihrer Aligner-Behandlung zwischen den Terminen beurteilen.

1. App einrichten

Laden Sie die DentalMonitoring-App herunter und aktivieren Sie Ihren Zugang mit den Informationen unserer Praxis.

2. Erinnerung beachten

Öffnen Sie die App, wenn eine neue Aufnahme fällig ist. Halten Sie sich an den dort angezeigten Aufnahmeplan.

3. Vorbereiten

Sorgen Sie für gutes Licht und saubere Zähne. Folgen Sie den Anweisungen der App, insbesondere dazu, wann die Aligner eingesetzt oder herausgenommen werden sollen.

4. Smartphone einsetzen

Befestigen Sie Ihr Smartphone wie gezeigt an der ScanBox Pro und setzen Sie das Gerät entsprechend der App-Anleitung an.

5. Fotos aufnehmen

Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der App. Bewegen Sie die ScanBox langsam wie vorgegeben, damit alle benötigten Ansichten entstehen.

6. Aufnahmen senden

Prüfen Sie, ob die Aufnahmen erfolgreich hochgeladen wurden. Lesen Sie anschließend die Rückmeldungen und Hinweise in der App.

Wichtig

Tragen Sie Ihre Aligner weiterhin genau nach unserem Behandlungsplan. Die ScanBox misst die tatsächliche Tragezeit nicht direkt. Bei Schmerzen, gelösten Attachments, beschädigten Schienen oder anderen Problemen kontaktieren Sie bitte unsere Praxis - warten Sie nicht auf die nächste Foto-Kontrolle.

Fragen? Tel. 06021 47133 | Hauptstraße 56, 63864 Glattbach

Diese Kurzanleitung ergänzt die Einweisung und die Anweisungen der DentalMonitoring-App.